

Désignation

- Base et capuchon Millipore pour filtration sous vide

Référence

- 051373B

Unité de vente : 1



Description

- Base fritte 47mm pyrex
- 47 mm, support en fritte de verre
- Accessoire pour les kits de porte-filtres tout verre Millipore 47 mm et le kit Millipore MilliSolve
- Raccord Sortie 6 mm - capuchon tubulé pour aspirer
- Diamètre : 47 mm
- Surface de filtration 9,6 cm²
- Matériaux : Base en verre borosilicaté et capuchon tubulaire

