

FICHE TECHNIQUE

Référence	051561
Désignation	MultiScreen HTSBV, 1,2 µm



Description :

- ✓ 96 puits
- ✓ Transparent
- ✓ Dimension de pores : 1.2 µm
- ✓ Surface de filtration : 0.28 cm²
- ✓ Volume : 50 µL–250 µL
- ✓ Matériau : Styrène
- ✓ Principales applications : essais à base de billes, essais protéine kinase/phosphatase
- ✓ Milieux de culture : Durapore®
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

10 MultiScreen