

FICHE TECHNIQUE

Référence	051661
Désignation	Cartouche SmartPak DQ3



Description :

- ✓ Cartouche de purification
- ✓ Conçu pour les systèmes Direct-Q® Merck Millipore
- ✓ Combine toutes les étapes de purification et produit de l'eau ultrapure directement à partir de l'eau du robinet

Certificats :

- ✓ Certificat qualité Merck Millipore par numéro de lot

Caractéristiques techniques :

- ✓ Composants : prétraitement (charbon actif et filtre en profondeur) / cartouche d'osmose inverse / charbon actif synthétique / résines échangeuses d'ions vierges

Unité de vente :

1 Cartouche SmartPak DQ3