

FICHE TECHNIQUE

Référence	051672
Désignation	LAMPE UV (DE RECHANGE)



Description :

- ✓ Lampe U.V. bactéricide pour les systèmes Elix®
- ✓ La lampe UV bactéricide est un dispositif intégré qui limite le taux de bactéries et préserve la qualité de l'eau pour les applications sensibles aux bactéries.
- ✓ Cette lampe UV au mercure (254 nm) empêche la croissance bactérienne et l'accumulation de biofilm dans l'eau pure avant de la stocker dans un réservoir en polyéthylène (PE).

Unité de vente :

1 Lampe UV