

Désignation

- Cuve de 60 litres

Référence

- 051676

Unité de vente : 1



Description

- Réservoir de stockage en polyéthylène de 60 litres
- Une solution de stockage optimale pour votre eau pure
- Dimensions :
- Hauteur 83,3 cm
- Largeur 38,1 cm
- Profondeur 38 cm
- Diamètre 38 cm
- Poids en fonctionnement : 59 kg
- Tank Volume 60 L
- Informations sur les matériaux : Réservoir: Polyéthylène

