

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	051778
<b>Désignation</b>	Support Filtre Swinny



### Description :

- ✓ Support filtre Swinny en acier inoxydable
- ✓ Pour la clarification ou la stérilisation de petits volumes distribués à la seringue.
- ✓ Le support filtre de 13 mm possède un extérieur moleté pour un montage et un démontage rapide sans outils.
- ✓ Corps en acier inoxydable
- ✓ Joint plats/toriques en PTFE
- ✓ Diamètre du filtre : 13 mm
- ✓ Diamètre du pré-filtre : 10 mm
- ✓ Diamètre extérieur du support filtre : 16 mm
- ✓ Longueur du support filtre : 33 mm
- ✓ Surface de filtration : 0,8 cm<sup>2</sup>
- ✓ Pression d'entrée maximale : 7 bar
- ✓ Raccord d'entrée : Luer-Lok femelle
- ✓ Raccord de sortie : Luer mâle à coulissement
- ✓ Stérilisation possible par autoclavage, avec le filtre en place.

### Unité de vente :

1 Support filtre