

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 051825   |
| <b>Désignation</b> | Tube fond conique<br>15ml pp cap couleur<br>stérile rack de 50 |



### Description :

- ✓ Tube fond conique
- ✓ Volume 15 ml
- ✓ Coloris assortis
- ✓ À utiliser pour toute application de centrifugation, les tubes à centrifuger Crystalgen à fonctionnalités complètes sont résistants aux fuites et aux produits chimiques, présentent des graduations à contraste élevé pour réduire la fatigue oculaire et disposent d'une grande surface d'étiquetage.
- ✓ De qualité bioanalytique, sans DNase/RNase
- ✓ Graduations jusqu'à 50 ml. Les graduations à contraste élevé réduisent la fatigue oculaire
- ✓ Grande surface d'écriture
- ✓ Rack de 50

### Unité de vente :

500 Tubes