


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	051845
<b>Désignation</b>	Filtre membrane



### Description :

- ✓ Filtre membrane Express PLUS
- ✓ En polyéthersulfone (PES)
- ✓ Pour la filtration stérilisante ultra-rapide de milieux de culture cellulaire, d'additifs et autres solutions aqueuses
- ✓ Débit et capacité très élevés
- ✓ Faible adsorption protéique

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Vitesse de filtration : élevée
- ✓ Porosité : 0,22  $\mu\text{m}$
- ✓ Dimensions :  $\varnothing$  142 mm

### Unité de vente :

50 Filtres membrane