

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Référence</b>   | 051852       |
| <b>Désignation</b> | Amicon Ultra |



### Description :

- ✓ Dispositif d'ultrafiltration Amicon Ultra 0,5 ml
- ✓ Seuil de coupure 30 000 milipore
- ✓ Volume initial : max. 0,5 ml
- ✓ Volume final : 15 - 20  $\mu$ l
- ✓ Force centrifuge max 14000 g
- ✓ Format tube : microtube 1,5 ml
- ✓ Pour la purification des produits PCR > 30 kDa

### Unité de vente :

Par 96

---