

FICHE TECHNIQUE

Référence	051853
Désignation	Amicon Ultra 0,5 ml



Description :

- ✓ Très grande reproductibilité
- ✓ Très haute récupération d'échantillon (" 90 %) grâce à la méthode de centrifugation en sens inverse
- ✓ Volume initial : max. 0,5 ml
- ✓ Volume final : 15 - 20 μ l
- ✓ Force centrifuge max 14000 g
- ✓ Format tube : microtube 1,5 ml
- ✓ Seuil de coupure : 30 kd

Unité de vente :

500 Amicon
