

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Référence | 052001 |
| Désignation | Solution de conservation |



Description :

- ✓ Pour électrodes
- ✓ Flacon de 500 ml
- ✓ Composition : solution aqueuse
- ✓ Liquide incolore et inodore
- ✓ PH à 20°C : 5-7
- ✓ Point d'ébullition -100°C
- ✓ Densité à 20°C : 1,02 g/cm³
- ✓ Maintenir le récipient fermé et protégé des rayons du soleil
- ✓ Conserver à température ambiante (+15°C à +25°C)

Unité de vente :

1 Flacon 500 ml