

FICHE TECHNIQUE

Référence	052013
Désignation	Solution Etalon



Description :

- ✓ pH : 7.01
- ✓ Flacon de 500 ml
- ✓ La garantie de qualité et de traçabilité...
- ✓ Les solutions tampons HANNA Instruments sont fabriquées avec des matériaux de référence certifiés NIST et standardisées avec un pH-mètre étalonné selon un standard primaire également rattaché à la norme NIST.
- ✓ Conçues pour s'adapter aux applications les plus variées- en sachets
- ✓ Spécificités : Solutions étalons pH prêtes à l'emploi - * Solutions livrées avec certificats

Unité de vente :

1 flacon
