

FICHE TECHNIQUE

Référence	052020
Désignation	Solution conductivité 12 880 $\mu\text{S/cm}$

Description :

- ✓ Les solutions d'étalonnage de conductivité 12 880 $\mu\text{S/cm}$ permettent d'étalonner les conductimètres avec une échelle supérieure à 10 mS/cm
- ✓ Les solutions sont contrôlées à l'aide des matériaux de référence certifiés NIST et standardisées avec un conductimètre étalonné avec un standard également rattaché à la norme NIST
- ✓ Ces solutions sont prêt à l'emploi
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C

Unité de vente :

500 ml
