

FICHE TECHNIQUE

Référence	052021
Désignation	Solution conductivite 80000 $\mu\text{s}/\text{cm}$

Description :

- ✓ Les solutions d'étalonnage de conductivité 80000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sont requises pour étalonner l'instrument utilisé pour des mesures dans des échantillons à haute conductivité comme les eaux très chargées
- ✓ Les solutions sont contrôlées à l'aide des matériaux de référence certifiés NIST et standardisées avec un conductimètre étalonné avec un standard également rattaché à la norme NIST
- ✓ Ces solutions sont prêt à l'emploi
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C

Unité de vente :

500 ml
