

FICHE TECHNIQUE

Référence	052076
Désignation	Solution Etalon



Description :

- ✓ La garantie de qualité et de traçabilité...
- ✓ Les solutions tampons HANNA Instruments sont fabriquées avec des matériaux de référence certifiés NIST et standardisées avec un pH-mètre étalonné selon un standard primaire également rattaché à la norme NIST.
- ✓ Conçues pour s'adapter aux applications les plus variées
- ✓ Flacons de 500 ml pour le laboratoire.
- ✓ pH : 7,01

Unité de vente :

1 flacon de 500 ml
