

FICHE TECHNIQUE

Référence	052082
Désignation	Solution ph 4.01

Description :

- ✓ La solution tampon est fabriquée à partir de formules précises et ajustée à l'aide d'un pH mètre étalonné avec un tampon rattaché aux normes NBS/NIST
- ✓ Le numéro de lot, date de péremption et table de température figurent sur l'emballage
- ✓ Le certificat d'analyse est livré en standard
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C

Unité de vente :

25 pcs de 20 ml
