

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour plaques de micro-titrage

HI1083B • HI1083P



Référence	HI1083[]
Description	Électrode pH combinée avec embout micro pour petits volumes
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Ouverte
Électrolyte	Viscolène
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 13 pH 0 à 50 °C
Embout	Sphérique (Ø 3 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	HI1083B BNC HI1083P BNC + PIN*
Usage recommandé	Plaques de micro-titrage
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

* Pour les pH-mètres HI2221 et HI2223

