

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	052162
<b>Désignation</b>	Solution conductivité 5 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

---

### Description :

- ✓ Les solutions d'étalonnage de conductivité 5000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  sont adaptées aux applications en agriculture
- ✓ Les solutions sont contrôlées à l'aide des matériaux de référence certifiés NIST et standardisées avec un conductimètre étalonné avec un standard également rattaché à la norme NIST
- ✓ Ces solutions sont prêt à l'emploi
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C

### Unité de vente :

500 ml

---