

FICHE TECHNIQUE

Référence	052189
Désignation	Solution



Description :

- ✓ Solution de rinçage Hanna
- ✓ Solutions fabriquées avec des matériaux de référence certifiés NIST
- ✓ Standardisées avec un pH-mètre étalonné selon un standard primaire également rattaché à la norme NIST
- ✓ En sachets plastifiés étanches et hermétiques pour les utilisations de terrain, à usage unique, éliminant tous risques de contamination
- ✓ Solutions de nettoyage pour électrodes pH
- ✓ Solutions livrées avec certificats
- ✓ Volume : 20 ml

Unité de vente :

25 Solutions
