

Électrode pH combinée de laboratoire

Corps 5 mm

HI1330B • HI1330P



Référence

HI1330 []

Description	Électrode pH combinée, à remplissage
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M + AgCl
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 13 pH -5 à 100 °C
Embout	Sphérique (Ø 7 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	HI1330B BNC HI1330P BNC + PIN*
Usage recommandé	Spécifique pour fioles et tubes à essais
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

* Pour les pH-mètres HI2221 et HI2223

