

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour semi-solides, crèmes

HI2031B

Référence	HI2031B
Description	Électrode pH combinée à pénétration, à remplissage
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M + AgCl
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 12 pH -5 à 10°C
Embout	Conique (6 x 10 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Semi-solides, crèmes
Température d'utilisation recommandée	-5 à 30°C

