

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Référence | 052904 |
| Désignation | Sachets Whirl-Pak |



Description :

- ✓ Idéal pour le stockage de liquides, de poudres, d'aliments et d'échantillons divers
- ✓ Convient idéalement au transport
- ✓ Sachets en polyéthylène basse densité
- ✓ Les résines utilisées sont des résines FDA et USDA approuvées pour le contact alimentaire
- ✓ Livrés stériles, stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- ✓ Non autoclavables
- ✓ Fermeture des sachets par des languettes métalliques
- ✓ La capacité des sachets est mesurée lorsque les languettes sont tournées trois fois autour du sachet
- ✓ Les volumes cités restent approximatifs
- ✓ Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82 °C
- ✓ Capacité : 540 ml
- ✓ Epaisseur : 64 µm
- ✓ Dimensions : 115 x 230 mm

Unité de vente :

500 Sachets
