

FICHE TECHNIQUE

Référence	052911
Désignation	Sachets Whirl-Pak



Description :

- ✓ Parfaitement étanches
- ✓ Idéal pour le stockage de liquides, de poudres, d'aliments et d'échantillons divers
- ✓ Conviennent idéalement au transport
- ✓ Sachets en polyéthylène basse densité
- ✓ Les résines utilisées sont des résines FDA et USDA approuvées pour le contact alimentaire
- ✓ Livrés stériles, stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- ✓ Non autoclavables
- ✓ Fermeture des sachets par des languettes métalliques
- ✓ La capacité des sachets est mesurée lorsque les languettes sont tournées trois fois autour du sachet
- ✓ Les volumes cités restent approximatifs
- ✓ Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82°C
- ✓ Volume : 2070 ml
- ✓ Dimensions : 19 x 38 mm
- ✓ Epaisseur : 76 µm

Unité de vente :

500 Sachets
