

Désignation

- Sachet whirl-pak 540ml 11,5x23 cm marquage
- Référence : 052917

Unité de vente : 500



Description

- Sac d'échantillonnage stérile avec zone d'étiquetage blanche
- Les sacs Write-On Whirl-Pak® facilitent l'identification des échantillons !
Conçu avec une bande blanche inscriptible sur laquelle on peut écrire avec un stylo à bille ou un crayon ordinaire. Aucune étiquette à décoller !
- Idéal pour les échantillons de lait, les échantillons d'aliments et les échantillons de poudre.
- Dimensions : 11.5 x 23 cm
- Epaisseur : 2.5 ml

