

FICHE TECHNIQUE

Référence	052920
Désignation	Sachets



Description :

- ✓ Sachets Whirl-Pak
- ✓ Parfaitement étanches
- ✓ Idéal pour le stockage de liquides, de poudres, d'aliments et d'échantillons divers
- ✓ Conviennent idéalement au transport
- ✓ Sachets en polyéthylène basse densité
- ✓ Les résines utilisées sont des résines FDA et USDA approuvées pour le contact alimentaire
- ✓ Livrés stériles, stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- ✓ Non autoclavables
- ✓ Fermeture des sachets par des languettes métalliques
- ✓ La capacité des sachets est mesurée lorsque les languettes sont tournées trois fois autour du sachet
- ✓ Les volumes cités restent approximatifs
- ✓ Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82 °C
- ✓ Zone de marquage
- ✓ Dimensions : 19 x 30 cm
- ✓ Volume : 1650 ml
- ✓ Epaisseur : 102 µm

Unité de vente :

500 Sachets