

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	052952
<b>Désignation</b>	Sachets Whirl-Pak



### Description :

- ✓ Pour échantillons de grande taille
- ✓ En polyéthylène basse densité
- ✓ Résines FDA et USDA approuvées pour le contact alimentaire
- ✓ Livrés stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- ✓ Non autoclavable
- ✓ Fermeture des sachets par des languettes métalliques
- ✓ Parfaitement étanches (idéal pour le transport)
- ✓ Ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82°C
- ✓ Volume : 2721 ml
- ✓ Epaisseur : 102 µm
- ✓ Dimensions (l x h) : 25,4 x 38 cm

### Unité de vente :

250 Sachets Whirl-Pak