

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053034
<b>Désignation</b>	Portoir coolsafe 1,5 ml



### Description :

- ✓ Portoir en métal conducteur de température, conçu pour le stockage à basse température.  
Ils sont prévus pour :
  - tubes PCR 0,2 ml individuels, en barrettes, pour plaques PCR (053030),
  - tubes panachés (15 x 1,5 ml, 35 x 0,5 ml, 24 x 0,2 ml),
  - 7 x 13 tubes 0,5 ml, 55 tubes 1,5 ml ou 32 tubes 5 ml.
- Disponible en :
  - Ensemble complet : chaque ensemble comprend 1 portoir métal, 2 blocs réfrigérants (1 °C et -10 °C) et une boîte en polystyrène expansé.
  - Éléments séparés : chaque élément peut être acquis séparément.
- ✓ Stabilité de température jusqu'à 10 heures sur la pailleasse
- ✓ Pour tous microtubes 0,2 ml à 2 ml
- ✓ En accessoires : une boîte isotherme pour portoir et blocs réfrigérants, et des blocs réfrigérant 1 °C ou -10 °C

### Unité de vente :

1 Portoir Coolsafe