

FICHE TECHNIQUE

Référence	053035
Désignation	Ensemble coolsafe 1,5 ml



Description :

- ✓ Portoir en métal conducteur de température, conçu pour le stockage à basse température.
Ils sont prévus pour :
 - tubes PCR 0,2 ml individuels, en barrettes, pour plaques PCR (053030),
 - tubes panachés (15 x 1,5 ml, 35 x 0,5 ml, 24 x 0,2 ml),
 - 7 x 13 tubes 0,5 ml, 55 tubes 1,5 ml ou 32 tubes 5 ml.Disponible en :
 - Ensemble complet : chaque ensemble comprend 1 portoir métal, 2 blocs réfrigérants (1 °C et -10 °C) et une boîte en polystyrène expansé.
 - Éléments séparés : chaque élément peut être acquis séparément.
- ✓ Stabilité de température jusqu'à 10 heures sur la paillasse
- ✓ Pour tous microtubes 0,2 ml à 2 ml
- ✓ En accessoires : une boîte isotherme pour portoir et blocs réfrigérants, et des blocs réfrigérant 1 °C ou -10 °C

Unité de vente :

1 Ensemble Coolsafe