


## FICHE TECHNIQUE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Référence</b>   | 053037            |
| <b>Désignation</b> | Ensemble Coolsafe |



### Description :

- ✓ Ensemble complet coolsafe
- ✓ Pour tubes 5 ml (Ø 13 mm)
- ✓ Chaque ensemble comprend 1 portoir métal, 2 blocs réfrigérants (1°C et -10°C) et 1 boîte en polystyrène expansé
- ✓ Stabilité de température jusqu'à 10 heures sur la pailleasse

### Unité de vente :

1 ensemble Coolsafe