

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053042
<b>Désignation</b>	Coolbrick 1°C



---

### Description :

- ✓ Chaque Cool Brick permet jusqu'à 10 heures de stabilité de la température sur la paillasse.
- ✓ Utilisation : Tubes de 5 ml
- ✓ Pour des résultats de refroidissement optimaux, congelez les briques pendant la nuit : Brique à 1 °C dans un congélateur standard Brique à -10 °C dans un congélateur à -80 °C
- ✓ Plusieurs briques peuvent être utilisées en rotation pour maintenir la température d'échantillon souhaitée.

### Unité de vente :

1 Coolbrick

---