

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053055
<b>Désignation</b>	Etiquette tough-tags 24 x 13 mm transparent en rouleau pour microtubes 0,5 ml



### Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.  
La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Etiquettes pour microtubes 0.5 ml
- ✓ Etiquettes pré-découpées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Modèles en couleur, blancs et transparents
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Transparent
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décollent pas accidentellement
- ✓ Rouleau de 1000 étiquettes

### Unité de vente :

1000 Etiquettes