

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Référence | 053056 |
| Désignation | Etiquette 20 x 7 mm blanc en rouleau |



Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Etiquettes pour microtubes 0.2 ml
- ✓ Etiquettes pré-découpées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Modèles en couleur, blancs et transparents
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Rouleau de 1500 étiquettes

Unité de vente :

1500 Etiquettes