

FICHE TECHNIQUE

Référence	053057
Désignation	Étiquette tough-tags 38 x 19 mm blanc en rouleau pour tubes hémolyse



Description :

- ✓ Indéchirables, indécollables... La multiplicité des échantillons, la nécessité de stocker, classer, retracer les spécimens, exigent un système d'étiquetage et de référencement parfaitement adapté.
La gamme des étiquettes ci-dessous répond à toutes les applications.
- ✓ Étiquettes pour tubes hémolyse
- ✓ Étiquettes pré-découpées sur feuille pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Modèles en couleur, blancs et transparents
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décollent pas accidentellement
- ✓ Rouleau de 1000 étiquettes

Unité de vente :

1000 Étiquettes