

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053060
<b>Désignation</b>	Étiquettes



### Description :

Étiquettes adhésives rondes ultra-résistantes pour identification et marquage de tubes et microtubes sur leur capuchon.

- ✓ En PVC
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100°C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : -80°C à +121°C
- ✓ Diamètre : 9,5 mm
- ✓ Pour microtubes et tubes de 0,5 à 1,5 ml
- ✓ Coloris : jaune

### Unité de vente :

1 Rouleau de 1000 étiquettes

---