

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053062
<b>Désignation</b>	Etiquettes



### Description :

- ✓ En PVC
- ✓ Conviennent en particuliers aux bouchons des microtubes 0,5 à 2 ml et des tubes coniques 15 ml et 50 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100 °C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Température d'utilisation : - 80 °C à +121 °C

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Etiquette ronde
- ✓ Diamètre 9,5 mm
- ✓ Coloris : bleu

### Unité de vente :

1 Rouleau de 1000 Etiquettes