

FICHE TECHNIQUE

Référence	053068
Désignation	Etiquettes



Description :

- ✓ Etiquettes pour microtubes et tubes
- ✓ Etiquettes pré-découpées sur feuille A4 pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Autoclavables
- ✓ Congelables
- ✓ Acceptent l'immersion en bain-marie à 100°C
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Acceptent le marquage au marqueur
- ✓ Ne se décolent pas accidentellement
- ✓ Température d'utilisation : -40°C à +100°C
- ✓ Dimensions : 32 x 13 mm
- ✓ Pour microtubes et tubes de 1,5 à 2 ml
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

25 Feuilles de 85 étiquettes (2125 étiquettes)
