

FICHE TECHNIQUE

Référence	053070
Désignation	Etiquettes Tough- Tags



Description :

- ✓ Etiquettes pour tubes à hémolyse
- ✓ Etiquettes pré-découpées sur feuille A4 pour imprimante d'ordinateur
- ✓ Modèles en couleur, blancs et transparents
- ✓ Elles supportent des températures comprises entre -40 °C et +100 °C (bain marie)
- ✓ Congelables et autoclavables
- ✓ Chimiquement résistantes
- ✓ Indéchirables
- ✓ Marquage au stylo, feutre, crayon, marqueur
- ✓ Ne se décolle pas accidentellement
- ✓ Dimensions (longueur x largeur) : 38 x 19 mm
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1500 Etiquettes
