

FICHE TECHNIQUE

Référence	053072
Désignation	Etiquette Tough - Tags Super Cyo196 °C 38 x 19 mm pour tubes hémolyse



Description :

- ✓ En rouleau de 1000 étiquettes pour imprimante laser.
- ✓ Supportent jusqu'à -196 °C
- ✓ Ne se déchirent pas, ne se décollent pas
- ✓ Supportent le bain-marie jusqu'à +100 °C
- ✓ Supportent la chaleur sèche jusqu'à +150 °C
- ✓ Supportent les solvants organiques et les principaux agressifs chimiques
- ✓ Dimensions : 38 x 19 mm

Unité de vente :

1000 Etiquettes
