

FICHE TECHNIQUE

Référence	053073
Désignation	Etiquettes cryo-tags laser



Description :

- ✓ Etiquettes adhésives spécialement destinées aux supports utilisés en travaux cryogéniques : tubes, microtubes, cryotubes, boîtes de conservation ...
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Températures d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Dimensions de l'étiquette : 33 x 13 mm
- ✓ Disposition par feuille : 5 x 17
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuille : 85
- ✓ Pour microtubes 1,5 ml
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1700 Etiquettes cryo-tags laser