

FICHE TECHNIQUE

Référence	053079
Désignation	Rouleau 1000 étiquettes tough-tags 38 x 6 mm blanc



Description :

- ✓ Pour identifier et marquer une microplaque.
- ✓ Étiquettes adhésives de forte résistance aux solvants et aux températures (-80 °C à +120 °C), indécollables et indéchirables.
- ✓ Conçues pour s'adapter sur le flanc d'une microplaque (ou d'une boîte de Petri).
- ✓ Dimensions L x l : 38 x 6,4 mm.
- ✓ En rouleau pour imprimante laser

Unité de vente :

1000 Étiquettes
