

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	053080
<b>Désignation</b>	Etiquette cryo-laser 38 x 6 mm



---

### Description :

- ✓ Pour identifier et marquer une microplaque.
- ✓ Etiquettes adhésives de forte résistance aux solvants et aux températures (-80 °C à +120 °C), indécollables et indéchirables.
- ✓ Conçues pour s'adapter sur le flanc d'une microplaque (ou d'une boîte de Petri).
- ✓ Dimensions L x l : 38 x 6,4 mm.
- ✓ Sur feuilles pour imprimante laser

### Unité de vente :

3120 Etiquettes

---