

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053081
<b>Désignation</b>	Joint ruban de fermeture coloris jaune pour flacons - rouleau de 35 m



### Description :

- ✓ Ruban étirable pour la fermeture étanche renforcée des flacons de laboratoire.
- ✓ Imperméable
- ✓ Bonne résistance chimique et aux températures
- ✓ Coloris jaune
- ✓ Dimension du rouleau : 35 m. x Largeur : 19 mm

### Unité de vente :

1 Rouleau