

FICHE TECHNIQUE

Référence	053086
Désignation	Kit cadre pour gel 24 x 24 cm



Description :

- ✓ Cadre pour le séchage des gels entre 2 feuilles de cellophane, sans utilisation de pompe ni de sécheur de gel.
- ✓ Le cadre est fourni avec :
 - 2 plaques
 - clips de fermeture
 - 50 feuilles de cellophane prédécoupée
- ✓ Dimensions : 24 x 24 cm

Unité de vente :

1 Kit cadre