

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053095
<b>Désignation</b>	Rouleau 250 étiquettes 38 x 19 mm



### Description :

- ✓ Etiquettes résistant à des températures allant jusqu'à 180 °C en chaleur sèche
- ✓ Tiennent à l'autoclavage, à la congélation dans l'azote liquide et à l'eau bouillante des bains-marie
- ✓ Résistent à la plupart des solvants organiques, aux alcools, aux acides et alcalis
- ✓ Dimensions : 38 x 19 mm

### Unité de vente :

250 Etiquettes