

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------|
| Référence | 053096 |
| Désignation | Coussin glaçon |



Description :

- ✓ Formé d'une poche en polyéthylène de haute pureté approuvée par la FDA
- ✓ Idéal pour conserver les échantillons réfrigérés sans les inconvénients de la fonte des glaçons
- ✓ Rempli d'eau ultra pure
- ✓ Réutilisable, lavable et recongelable
- ✓ Dimensions : 49 x 49 x 15 mm

Unité de vente :

45 Coussins glaçon
