

FICHE TECHNIQUE

Référence	053106
Désignation	Etiquettes cryo-tags laser



Description :

- ✓ Spécialement destinées aux cryotubes
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 4 x 13 mm
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 52
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Dimensions : 43 x 19 mm

Unité de vente :

1040 Etiquettes cryo-tags laser