

FICHE TECHNIQUE

Référence	053110
Désignation	Etiquettes cryo-tags laser



Description :

- ✓ Utilisation générale
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 5 x 12 mm
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 60
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions : 38 x 19 mm

Unité de vente :

1200 Etiquettes cryo-tags laser