

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053116
<b>Désignation</b>	Étiquettes cryo-tags laser



### Description :

- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décollent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 7 x 6
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 42
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 28 x 44 mm

### Unité de vente :

840 Étiquettes cryo-tags laser