

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	053118
<b>Désignation</b>	Etiquettes cryo-tags laser



### Description :

- ✓ Utilisation : lame microscopie
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décolle pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 5 x 17
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 85
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions : 33 x 13 mm

### Unité de vente :

1700 Etiquettes cryo-tags laser