

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Référence | 053122 |
| Désignation | Etiquettes cryo-tags laser |



Description :

- ✓ Spécialement destinées aux microtubes 0,5 ml
- ✓ Autoclavables
- ✓ Ne se décolent pas au bain marie
- ✓ Ne se déchirent pas
- ✓ Très résistantes aux agressifs chimiques
- ✓ Température d'utilisation : jusqu'à -196°C
- ✓ Conditionnées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour imprimante laser
- ✓ Disposition par feuilles : 7 x 17 mm
- ✓ Nombre d'étiquettes par feuilles : 119
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Dimensions : 24 x 13 mm

Unité de vente :

2380 Etiquettes cryo-tags laser